



DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Effekt: 20 W
- 99 massageprogrammer
- 20 intensitetsniveauer
- 60-350 slag per minut
- LCD-skærm
- Varmefunktion

INSTRUKTIONER

- Sæt Tapping Massager InnovaGoods® til en strømforsyning.
- Placer apparatet (3) på den del af kroppen, som du ønsker at give massage og tryk på «ON/OFF»-knappen (4) på fjernbetjeningen (2) for at starte eller at stoppe.
- Tryk på knappen (7) for at vælge et massageprogram; det bliver vist på LCD-skærmen (5). Tryk på knapperne (6) for at øge eller at reducere intensiteten.
- Brug båndene (9) for at sætte Tapping Massager InnovaGoods® fast til kroppen, mens det er tændt. Du kan også sætte apparatet fast med dens «clip» (8).
- Tapping Massager InnovaGoods® giver en dejlig varm fornemmelse. Den funktion kan ikke deaktiveres.
- Apparatet slukker automatisk efter 15 minutters anvendelse.
- Når du ikke anvender apparatet skal du tage det ud af strømforsyningen.

BEMÆRKNINGER

Forsøg ikke at justere den indvendige del af apparatet; det bør udelukkende en teknisk tjeneste udføre. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Tag apparatet ud af stikket, når du ikke bruger den. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.