



Læs venligst alle instruktioner, før du bruger produktet, især denne grundlæggende sikkerhedsinformation:

For at forhindre risiko for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade:

- Brug kun denne enhed i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke tilbehør, der som ikke leveres med denne enhed.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt eller lignende kabel.
- Brug ikke denne enhed, hvis strømstikket er beskadiget, hvis enheden ikke fungerer korrekt, er tabt på gulvet, eller hvis den er beskadiget eller er faldet i vand.
- Bær ikke enheden i dens strømkabel, og brug ikke kablet som håndtag.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug eller før rengøring.
- Tag straks stikket ud af enheden, hvis den er faldet i vand, før du henter den.
- Et elektrisk apparat må aldrig være tilsluttet uden opsyn. Tag stikket ud, når du ikke bruger det.
- Brug kun dit varmetæppe med den medfølgende elektriske stik.

- Fold ikke strømkablet, og brug ikke varmetæppet, når det er krøllet, rullet op eller foldet.
- Brug aldrig denne enhed i et rum, hvor der bruges aerosoler (spray), eller i et rum, hvor der administreres ilt.
- For at afbryde enheden skal du dreje knappen til «OFF»-positionen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke sikkerhedsnåle, rid ikke varmetæppet med en skarp genstand, og slå ikke på det med en stump genstand. Fastgør ikke enheden med nåle eller andre metalgenstande. Lad aldrig noget falde eller indsætte genstande i nogen åbninger.
- Udsæt ikke varmetæppet for sollys, og stryg det ikke. Dette forhindrer skader på isoleringen i det elektriske kredsløb.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug i hospitalsmiljø, men kun til hjemme brug
- Brug ikke varmetæppet sammen med andre opvarmingsenheder eller til at opvarme andre enheder (varmepude, elektrisk tæppe osv.). Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du konsultere en læge, før du bruger denne enhed.
- Hvis du oplever smerte, mens du bruger denne enhed, skal du straks stoppe brugen og konsultere din læge.
- Brug aldrig denne enhed på en kropsdelt, der er hævet eller betændt, eller hvis du har udslæt.
- Kontrollen skal forblive inden for rækkevidde. Lad ikke kontakten være skjult under en pude eller anden genstand.
- Vask ikke varmetæppet for ofte for at undgå overdreven slitage. Varmetæppet må ikke vaskes i vaskemaskinen mere end 5 gange i løbet af dets levetid.
- Brug ikke enheden, når den er fugtig, og tænd den ikke for at tørre den.
- Når du opbevarer dit varmetæppe i længere tid, skal det opbevares på et tørt sted. Kontroller nøje dens tilstand, før du bruger den igen første gang.
- Denne enhed må ikke bruges af små børn, personer, der er ufølsomme

over for varme, eller på dyr.

- Enheden må ikke bruges på en sammenklappelig seng eller på en seng, hvor en sektion kan justeres.
- Undersøg enheden ofte for tegn på skader eller slid.

Beskrivelse af varmetæppe:

1. OFF-knap
2. Position "1" (1. indstilling)
3. Position "2" (2. indstilling)
4. Position "3" (3. indstilling)
5. 5 Display

Betjening af varmetæppet:

- Læg tæppet fladt på sengen. Den lyse side af varmetæppet skal vende mod madrassen. Enden uden kontrolenheden skal placeres ved fodenden af sengen.
- Læg kun et lagen eller en tynd bomulds Madrass over tæppet, så varmen kan mærkes.
- Tilslut stikket til kontakten på siden af tæppet og den anden ende til en strømforsyning (AC220-240V). Sørg for, at der er en nærliggende stikkontakt, og at strømkablet ikke ligger, så brugeren kan falde over det.
- For at forvarme tæppet skal du vælge tredje indstilling i 15 minutter. Temperaturen vil gradvist stige.
- Efter forvarmning skal du lægge dig på tæppet og indstille kontrolknappen til den ønskede varmeindstilling. Hvis tæppet bruges i længere tid eller under søvn, vælg første indstilling. Det tager cirka 15 minutter for tæppet at nå den ønskede temperatur.
- For at slukke enheden skal du dreje knappen til "Off"-positionen.
- Varmetæppet er indstillet til at køre kontinuerligt i tre timer. Hvis du vil forlænge denne tid, anbefales det at lade tæppet køle af i 5 minutter, før det bruges igen.

Rengøring og vedligeholdelse:

Når du ikke bruger tæppet, og inden rengøring, følg nedenstående instruktioner:

- Sørg for, at kontrolknappen er i "OFF"-positionen.
- Afbryd strømforsyningen.
- Afbryd stikket, der forbinder kontrolenheden til tæppet.
- Lad tæppet køle af, før du rengør det.
- Små pletter kan fjernes med en klud eller en fugtig svamp og om

nødvendigt med lidt flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.

- Tæppet må ikke renses kemisk, bøjes, tørres i tørretumbler eller stryges.
- Hvis tæppet er meget beskidt, kan det vaskes i vaskemaskinen. Indstil den til 30°C-programmet for sarte tekstiler.
- Brug et vaskemiddel til sarte tekstiler og doser i henhold til producentens anvisninger.
- Vask ikke tæppet for ofte for at undgå unødigt slid.
- Tæppet må ikke vaskes i vaskemaskinen mere end 5 gange i løbet af dets levetid.
- Når tæppet tørres, må det ikke hænges op med tøjklammer eller lignende.
- Udsæt ikke tæppet for varmekilder som solen, radiatorer osv.
- Tilslut først strømkablet til tæppet igen, når både stik og tæppe er helt tørt.
- Tænd aldrig varmetæppet for at tørre det.

Opbevaring:

- Hvis tæppet ikke bruges i længere tid, anbefales det at opbevare det i den originale emballage på et tørt sted og ikke lægge noget ovenpå det.

Bortskaffelse af affald:

- Alt emballagemateriale er fremstillet af miljøvenlige materialer og kan bortskaffes på dit lokale genbrugscenter.
- Pap skal lægges i papirgenbrug, og plastikfilm skal afleveres på genbrugsstationen.
- Når apparatet ikke længere bruges, skal det bortskaffes på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med lovgivningen.