
DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Kraft: 12 W
- Spænding: 100-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz

INDHOLD

- 1 Q Abdo Vibrating Belt InnovaGoods®
- 1 kabel med stik til 100-240 V
- 1 transporttaske
- 1 200 cm målebånd

BRUGSANVISNING

- Sæt Q Abdo Vibrating Belt InnovaGoods® til en stikkontakt.
- Brug Q Abdo Vibrating Belt InnovaGoods® på den del af kroppen, som du vil behandle. Tilpas den, så det føles behageligt. Du kan bruge Q Abdo Vibrating Belt InnovaGoods® på skuldrene, maven, ryggen, taljen, hofterne, lårene og læggene
- Tryk på «POWER»-knappen for at tænde apparatet, hvilket også tænder for indikationslyset.
- For at få adgang til automatisk vibrationsfunktion, skal du trykke på «M»-knappen samtidig. Indikationslyset på fjernbetjeningen vil vise «AUTO». Denne indstilling er en kombination af vibrationsrytmer.
- For at skifte til manuel funktion skal du trykke på «M»-knappen igen, og herefter viser fjernbetjeningen «MANUAL». Tryk på knapperne + og - for henholdsvis at øge eller mindske intensiteten på de konstante vibrationer, som har 5 niveauer.
- Q Abdo Vibrating Belt InnovaGoods® slukker automatisk efter 30 minutters brug.

ANBEFALINGER

Hvis du føler ubehag, når du bruger enheden, skal du stoppe og søge læge. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Må ikke anvendes i længere tid. Elektro-stimulering må ikke overstige 30 minutter per dag; kombiner brugen med fysisk træning for at opnå optimale resultater. Brug ikke enheden, hvis du har hjerteproblemer, epilepsi eller er gravid. Må ikke anvendes på munden, halsen eller hovedet; det kan skabe muskelspasmer med alvorlige konsekvenser. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Må ikke håndteres med våde hænder. Kun egnet til husholdningsbrug. Tag apparatet ud af stikket, når du ikke bruger den. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Brug kun apparatet til sit formål. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Rengør det med en let fugtig klud. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.